



Utilización de mosquito® Fluido antipiojos 2 en 1

Activación del bote



1. Sujete el bote en la mano con firmeza y coloque el dedo pulgar sobre el punto 1.
2. Presione la tapa hacia adelante. Así, la tapa quedará posicionada en ángulo. Se habrá liberado el líquido con la sustancia activa.
3. Agite el bote con intensidad durante 10 segundos.
4. Retire la punta de la tapa. El producto estará entonces listo para ser utilizado. No tire la tapa. Después deberá volver a cerrar el bote.

¡Se aplica sobre el cabello seco!

Primer paso: Extender el fluido sobre el cabello seco

Durante la aplicación, coloque una toalla alrededor del cuello y los hombros. Aplique una cantidad abundante de fluido sobre el cabello seco. El cabello y el cuero cabelludo deben estar empapados en toda su extensión. Masajea el producto con profundidad y preste especial atención a las zonas de detrás de las orejas y de la nuca. El fluido debe actuar durante 15 minutos (no más tiempo).



Segundo paso: Peinar el cabello con una leñrera

Durante los 15 minutos de tiempo de actuación el cabello es fácil de peinar gracias al fluido. Por tanto, se recomienda peinar el cabello con una leñrera durante el tiempo de actuación. Si es necesario, peine el cabello con un cepillo normal para desenredarlo. Entonces, proceda de la siguiente manera: Divida el cabello en cuatro partes. Peine cada parte (mechón a mechón) con la leñrera. Para ello, comience lo más cerca posible de la raíz y peine hasta las puntas. De esta forma eliminará piojos/liendres. Cada mechón que esté libre de piojos/liendres puede ser colocado hacia un lado. Retire todos los piojos/liendres del peine con un disco de algodón, un pañuelo o similar. La otra opción es peinar el cabello una vez haya sido lavado.



Tercer paso: Aclarar el cabello

Después del tiempo de actuación, retire con agua el fluido. Para ello, lave el cabello a fondo con un champú convencional y aclare abundantemente con agua.



Cuarto Paso: Control

Para todos los productos antipiojos, el Robert-Koch-Institut recomienda de forma general repetir el tratamiento una vez pasados 9 días (+/- 24 horas). Si se utiliza correctamente, mosquito® Fluido antipiojos 2 en 1 es eficaz ya desde la primera aplicación. Pero debería realizarse un control 9 (+/- 24 horas) días después del tratamiento. Si descubre piojos vivos debería volver a realizar el tratamiento de-nuevo, tal como se ha descrito anteriormente.



Agitar el bote antes de cada uso.



Fluido antipiojos 2 en 1
100 ml
PZN 16362998
También disponible en
tamaño familiar
de 200 ml
PZN 16363006



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
D-56204 Hillscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de

Encontrará un vídeo sobre la utilización del producto en www.mosquito-laese.de dentro de «Servicio» o aquí:

