



Utilizzo di mosquito® Fluido antipidocchi 2in1

Attivazione del fluido



1. Tenere il flacone saldamente in mano e appoggiare il pollice sul punto 1.
2. Spingere l'applicatore in avanti. A questo punto l'applicatore si posiziona ad angolo. Il liquido contenente il principio attivo viene liberato.
3. Agitare bene il flacone per 10 secondi.
4. Rompere il cappuccio dell'applicatore. Ora il prodotto è pronto per essere utilizzato. Non eliminare il cappuccio poiché servirà successivamente per richiudere il flacone.

Applicazione – sui capelli asciutti!

Fase 1: Distribuire il fluido sui capelli asciutti

Durante il trattamento coprire il collo e le spalle con un asciugamano. Applicare una quantità generosa di fluido sui capelli asciutti. I capelli e il cuoio capelluto devono essere completamente imbevuti. Massaggiare accuratamente il prodotto prestando particolare attenzione alla zona dietro le orecchie e alla nuca. Lasciare agire il fluido per 15 minuti (non di più).



Fase 2: Pettinare i capelli con un pettine antipidocchi

Durante questi 15 minuti il fluido rende i capelli facili da pettinare. Si consiglia pertanto di pettinare i capelli durante il tempo di posa con un pettine a denti fitti. All'occorrenza pettinare i capelli con una spazzola normale per districarli. Poi procedere come segue: Dividere i capelli in quattro parti. Pettinare ogni parte, ciocca per ciocca, con un pettine antipidocchi. Partire dalla radice del capello e proseguire fino alle punte. In questo modo si eliminano i pidocchi/le lendini presenti. Ogni ciocca liberata da pidocchi/lendini può essere spostata da parte. Eliminare tutti i pidocchi/le lendini dal pettine con un dischetto di cotone, un fazzoletto o prodotto simile. In alternativa è possibile anche pettinare i capelli solo dopo averli lavati.




Fase 3: Risciacquare i capelli

Trascorso il tempo di posa eliminare il fluido lavando accuratamente i capelli con uno shampoo comune e risciacquando bene.



Fase 4: Controllo successivo

In linea di principio l'Istituto Robert Koch raccomanda per ogni prodotto antipidocchi di ripetere il trattamento dopo 9 giorni (+/- 24 ore). Se usato correttamente il fluido antipidocchi 2in1 mosquito® è efficace già con un unico trattamento. Tuttavia si consiglia di eseguire un controllo successivo dopo 9 giorni (+/- 24 ore) dal trattamento. In presenza di pidocchi vivi ripetere il trattamento come descritto in precedenza.



Agitare il flacone prima di ogni utilizzo.



Fluido antipidocchi 2in1
100 ml
PZN 16362998
Disponibile anche
nel formato famiglia
da 200 ml
PZN 16363006



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
D-56204 Hillscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de

Un video sull'applicazione del prodotto è disponibile su www.mosquito-laese.de alla voce „Service“ oppure qui:

